

Effettuare la raccolta della saliva alle ore 23:00 (e non oltre le ore 24:00); lavare i denti almeno 2 ore prima dell'inizio della raccolta.

Utilizzare per la raccolta della saliva l'apposita provetta Salivette fornita dal Laboratorio Analisi. Si raccomanda per almeno 2 ore prima della raccolta e durante la raccolta stessa, di non bere, né mangiare, né fumare, né fare uso di gomma da masticare. Evitare l'uso di prodotti cosmetici per labbra.

Si prega di riportare sull'etichetta della provetta: nome, cognome, data e ora della raccolta.

Utilizzare per la raccolta di saliva 1 provetta Salivette Sarstedt



1. Togliere il tappo
2. Estrarre il tampone **SENZA RIMUOVERE** la prima camera dove questo è contenuto.

3. Mettere il tampone di cotone in bocca e masticarlo delicatamente per 60 secondi o fino a che non si sente il bisogno di deglutire.



3. Al termine riposizionare il tampone nel suo alloggiamento originale.
4. Riposizionare il tappo.

A seguito della raccolta i campioni possono essere conservati in frigorifero per 3 giorni

esegue l'esame

A.O. Ordine Mauriziano **che**